



**AYDIN ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi**

Doküman No: HF-151

İlk Yayın Tarihi: 03.02.2026

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Döküman Adı: BECERİ KONTROL LİSTESİ FORMU

Öğrencinin Adı Soyadı	
Numarası	
Dersin Adı	HF201 İç Hastalıkları Hemşireliği
Becerinin Uygulandığı Tarih ve Saat:	
Becerinin Adı	Glukometre İle Kan Şekeri Ölçümü
Sorumlu Öğretim Elemanı	Dr. Öğr. Üyesi Neşe ERDEM
	İMZA:

Yönerge: Bu form derslerin laboratuvar uygulamaları sırasında öğrencinin beceriyi basamaklarına uygun gerçekleştirme durumunu değerlendirmek ve öğrenciye geri bildirim vermek amacı ile hazırlanmıştır. Öğretim elemanı laboratuvar uygulamaları sırasında öğrencinin beceri basamaklarını gerçekleştirme durumunu aşağıdaki puanlama ölçütlerini kullanarak değerlendirir ve öğrenciye geribildirimde bulunur.

0= Geliştirilmesi Gerekir: Basamağın yanlış uygulanması veya atlanması

1= Yeterli: Basamağın doğru ve sırasında uygulanması fakat eğitimci rehberliğine ihtiyaç duyulması

2= Ustalaşmış: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin rehberliğine ihtiyaç duymadan doğru ve sırasında uygulanması

**Bu form dersin laboratuvar uygulamasında kullanılmak üzere ilgili becerinin uygulama basamaklarını içerecek şekilde sorumlu öğretim elemanı tarafından hazırlanır ve öğrenciler ile paylaşılır.*

**Her öğrenci bu formu ilgili dersin laboratuvar uygulamasında yanında bulundurmak zorundadır.*

Beceri Basamakları	I.Uyg	II.Uyg	III.Uyg
1. Elleri yıkama			
2. Malzemeleri hazırlama (Glukometre, Strip, Eldiven, %70'lik alkol, Pamuk, Lanset/kalem lansetler/iğne ucu, Tıbbi atık kutusu)			
3. Glukometre cihazının ilk kez kullanımında kalibrasyon kontrolü için aşağıdaki işlem basamaklarını takip etme; - Kullanılacak kalibrasyon çubuğu ile strip kutusu üzerindeki kod numarasının aynı olup olmadığını kontrol etme - Glukometre cihazının açma düğmesine basıp kalibrasyon çubuğunu yerleştirme - Cihaz ekranından kalibrasyonu (cihaz otomatik olarak yapacaktır) izleme - Cihaz ekranında görülen kod numarasının; kullanılan kalibrasyon çubuğu ve strip kutusu üzerindeki kod numarası ile uyumunu karşılaştırma			
4. Hastanın kimlik bilgilerini kontrol etme			
5. Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verme			
6. Eldivenleri giyme			
7. Hastanın kan alınacak parmağını, alkollü pamukla silip, kurumasını bekleme			
8. Stripti ok işareti veya çizgili bölümleri üste gelecek şekilde cihaza yerleştirme			
9. Cihazın ekranında damla simgesinin yanıp söndüğünü izleme			
10. Hastanın kan alınacak parmağını, iki parmağın arasında distal boğumdan sıkıca tutup kan alınmasını kolaylaştıracak ve yer çekiminden yararlanılacak şekilde tutma			
11. Kalem lanseti/lanseti hızlı bir şekilde parmak ucuna batırma			
12. İlk damla kanı kuru bir pamuk ile silme			
13. İkinci damla kanın, cihaza takılı olan strip üzerindeki ölçüm bölgesine temas ettirme ve striptin ucundaki bölgenin tamamen kanla doldurulmasına özen gösterme			
14. Parmak ucuna kuru pamukla tampon uygulama			
15. Cihaz ekranında uyarı ışığının sönmeye ya da cihazın sesli uyarısına kadar (yaklaşık 5 sn) stripti cihazdan ayırmadan bekleme			
16. Cihazın ekranında çıkan ölçüm sonucunu okuma ve kaydetme			
17. Stripti cihazdan çıkarıp tıbbi atık kutusuna atma			
18. Kullanılan sarf malzemeleri (strip, pamuk, lanset gibi) tıbbi atık ilkelerine göre uygun atık kaplarına atma			
19. Hastaya, ölçüm sonuçları hakkında bilgi verme			
20. Sonucu hemşire gözlem formuna kaydetme			
21. Eldivenleri çıkarma ve elleri yıkama			

Gözlem ve Geri Bildirimler:

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu	Dekan Yardımcısı	Dekan