



AYDIN ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi

Doküman No: HF-151

İlk Yayın Tarihi: 03.02.2026

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Döküman Adı: BECERİ KONTROL LİSTESİ FORMU

Öğrencinin Adı Soyadı	
Numarası	
Dersin Adı	HF201 İç Hastalıkları Hemşireliği
Becerinin Uygulandığı Tarih ve Saat:	
Becerinin Adı	Hastayı Montörize Etme
Sorumlu Öğretim Elemanı	Doç. Dr. Serap GÖKÇE ESKİN
	İMZA:

Yönerge: Bu form derslerin laboratuvar uygulamaları sırasında öğrencinin beceriyi basamaklarına uygun gerçekleştirme durumunu değerlendirmek ve öğrenciye geri bildirim vermek amacı ile hazırlanmıştır. Öğretim elemanı laboratuvar uygulamaları sırasında öğrencinin beceri basamaklarını gerçekleştirme durumunu aşağıdaki puanlama ölçütlerini kullanarak değerlendirir ve öğrenciye geribildirimde bulunur.

0= Geliştirilmesi Gerekir: Basamağın yanlış uygulanması veya atlanması

1= Yeterli: Basamağın doğru ve sırasında uygulanması fakat eğitimci rehberliğine ihtiyaç duyulması

2= Ustalaşmış: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin rehberliğine ihtiyaç duymadan doğru ve sırasında uygulanması

**Bu form dersin laboratuvar uygulamasında kullanılmak üzere ilgili becerinin uygulama basamaklarını içerecek şekilde sorumlu öğretim elemanı tarafından hazırlanır ve öğrenciler ile paylaşılır.*

**Her öğrenci bu formu ilgili dersin laboratuvar uygulamasında yanında bulundurmak zorundadır.*

Beceri Basamakları	I.Uyg	II.Uyg	III.Uyg
1. Elleri yıkama			
2. Malzemeleri hazırlama (Monitör, elektrotlar (3,4 ya da 5 adet))			
3. Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verme			
4. Perde veya paravanı çekme			
5. Hastanın bilinci açık ise yapıştırıcıya karşı alerjisi olup olmadığını sorma			
6. Elektrik bağlantısı sağlanarak monitör kullanıma hazır hale getirme			
7. Göğüs duvarı kılı olan hastalarda elektrot yapıştırılacak bölge, mümkünse tıraş etme			
8. Hastanın kolları yanlarda olacak şekilde yatağın ortasına sırtüstü yatmasını sağlama			
9. Monitörü açık konuma getirme, 3, 4 ya da 5 adet elektrot, hastanın göğüs bölgesine yapıştırma			
10. 3 elektrot kullanılacaksa 3 adet jelli elektrottan birini sağ, diğerini sol omuza, üçüncüsünü de sol karın duvarına yapıştırma: Kırmızı kablo sağ omuz, sarı kablo sol omuz, yeşil kablo da sol karın duvarındaki elektrota bağlama			
11. 4 elektrot kullanılacaksa sağ ve sol omuz, sağ ve sol karın duvarına olmak üzere toplam dört adet jelli elektrot yapıştırma; Kırmızı kabloyu sağ omuz, sarı kabloyu sol omuz, yeşil kabloyu sol karın duvarı, siyah kabloyu da sağ karın duvarındaki elektrota bağlama			
12. 5 elektrot kullanılacaksa sağ ve sol omuz, sağ karın ve sol karın duvarı ile istenen göğüs derivasyonu noktasına olmak üzere toplam beş adet jelli elektrot yapıştırma; Kırmızı kablo (RA) sağ omuz, sarı kablo (LA) sol omuz, yeşil kablo (LF) sol karın duvarı, siyah kablo (RF) sağ karın duvarındaki elektrota bağlama. Beşinci kablo da istenen göğüs derivasyonu noktasındaki elektrota bağlama			
13. Periferik oksijen saturasyonu takibi için; pulse oksimetrenin monitör bağlantısını yaparak ışığı kontrol etm, pulse oksimetre probunu, ışık tırnağı göreceği şekilde parmak ucuna yerleştirme			
14. Noninvasif kan basıncı monitörizasyonu için; ekstremitte çapından %20 daha fazla olacak şekilde manşon seçimi yapma, manşonu kolun üst bölümüne, omuz ile dirsek arasındaki orta alana sarma			
15. Monitörde izlenen sonuçları kaydetme, hastanın klinik durumuyla karşılaştırma			
16. Sesli ya da görüntülü alarm durumunda, hasta kabloları ve elektrotlar kontrol ederek hastanın klinik durumunu değerlendirme			
17. Ellerini yıkama			
18. Sonucu hemşire gözlem formuna kaydetme			

Gözlem ve Geri Bildirimler:

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu	Dekan Yardımcısı	Dekan