



**AYDIN ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi**

Doküman No: HF 98

İlk Yayın Tarihi: 22.10.2024

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

**Döküman Adı: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Laboratuvarda
Uyulması Gereken Kurallar (Öğretim Elemanı İçin)**

- Beceri uygulamalarında öğrencilerin laboratuvar kullanımı mutlaka öğretim elemanı rehberliğinde gerçekleştirilmelidir.
- Laboratuvar uygulamalarında kullanılan tüm maket ve/veya demirbaş malzemelerin bütünlüğü korunmalı ve herhangi bir hasar/zarar verilmemelidir.
- Laboratuvarda yer alan maket ve araçlar, yönergelerine uygun şekilde kullanılmalıdır.
- Maket ekstremiteleri hareket yeteneğinin tersi yönde hareket ettirilmemeli, ekstremit eklemleri zorlanmamalı, maketlerin üzeri kalem, betadin vb. boyayıcı solüsyonlar ile çizilmemeli, her uygulama sonrası manken düz yatar pozisyona getirilmeli, yatak takımları düzeltilmeli ve mankenin protez, diş vb. ek parçaları dolaplarda saklanmalıdır.
- Laboratuvarda beyaz önlük giyilmelidir.
- Laboratuvarlar ve kullanılan malzemeler kullanım sonrasında temiz, sağlam ve güvenli bir şekilde bırakılmalıdır.
- Kirlenen malzemeler yıkanıp kurularak yerlerine bırakılmalıdır.
- Laboratuvarda kullanılan hasta yatakları, yemek masası ve yanındaki diğer eşyalar düzgün, temiz ve uygun şekilde yerinde bırakılmalıdır.
- Her uygulama sonrasında laboratuvarlarda bulunan klimaların, muslukların, pencerelerin ve ışıkların kapalı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Herhangi bir laboratuvar malzemesi, araç ya da gereç laboratuvar dışına çıkarılmamalı ve laboratuvardaki donanımın yerleri değiştirilmemelidir.
- Ders bitiminde laboratuvar tamamen boşaltılıp kapısı öğretim elemanı tarafından kilitlenmelidir.

Yüksek Gerçeklikli Simülatör Kullanımına İlişkin Kurallar:

- Kontrol odası ve simülasyon odasının kullanımı için sorumlu öğretim elemanının simülasyon kullanımına ilişkin eğitim alması zorunludur.
- Kontrol odasına sadece sorumlu öğretim elemanı girmeli, öğrencilerin bu alana girmesi yasaktır.

- Simülatörün içinde elektronik ekipmanlar olduğundan maketle çalışılırken bu ekipmanların zarar görmemesi konusunda dikkatli olunmalıdır.
- Simülatör maketinin üst gövde kısmında elektronik cihazlar bulunduğundan bu bölgeye herhangi bir sıvı temas etmemelidir.
- Maketler üzerinde betadin ve benzeri her türlü boyayıcı solüsyonun kullanılması yasaktır.
- Simülatör şarj adaptörü uygulamalar sonunda prize takılı olarak bırakılmalıdır.
- Yüksek Gerçeklikli Simülasyon maketi farklı bir yere taşınmamalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Laboratuvar Koordinatörlüğü	Dekan Yardımcısı	Dekan